

Dosett DH60 (gyógyszeradagoló)

Általános leírás

A Dosett egy hétrekeszes műanyag doboz – a hét oszlop egy hét napjainak felel meg, amely további négy kis tárolóegységre tagolódik a gyógyszerek elrendezésére. A tárolóegységen nyomtatott- és braille jelzés is megtalálható.

Figyelem!

A termék nem gyermekzáras. Mindig tartsa távol gyermekétől vagy háziállatától. Ha akármilyen kételye merülne fel gyógyszerei helyes tárolásában vagy szedésében, kérjen segítséget olyan valakitől, aki tisztában van kezelése igényeivel, pl. házi orvos vagy gyógyszerész.

Használati útmutató

A doboz kinyitásához helyezze a terméket magával szembe úgy, hogy a fedőlap felfelé nézzen, valamint a nyitófülek ön felé álljanak. A fülek egyszerűen kitapinthatóak, mivel érezhetően elállnak a doboztól.

A termék kinyitásakor keresse meg azt a tároló rekeszt, amelyre szüksége van. A rekesz fedelének levételéhez kissé nyomja be a jobboldalon lévő nyitófület és húzza maga felé. A fülek mélyedése az ujjak formájához igazodik. Ahogy a fedelet folyamatosan húzza, a négy rekesz határán kattánást fog észlelni. Ezek a rekeszek napi négyféle gyógyszer tárolására alkalmasak.

A termék bal oldalán csak nyomtatott időpontok találhatóak, míg a jobb oldalán a reggel, délután, este és lefekvés feliratok láthatóak szintén csak nyomtatottan.

A hét napjai a „Dosett” felső részén vannak feltüntetve. A termék legtetején található a hét napjainak a braille jelzése, A-tól G-ig. A rekeszek határvonalán A-tól D-ig tartó braille írás található. Ez különbözteti meg a különböző gyógyszereket.

A Dosett újratöltése

A Dosett napi négyféle gyógyszer tárolására, valamint heti beosztásukra alkalmas.

Figyelem! A Dosett nem használható kúpok, folyadékok, vagy krémek tárolására.

Újratöltéshez nyissa ki a 7 rekeszt. A gyógyszer tájékoztatója alapján helyezze el a tablettákat a megfelelő időpontok szerint. Praktikusabb, ha a különféle gyógyszereket egymás után helyezi el.

A gyógyszerek elrendezése után tolja vissza a doboz fedeleit. Ha segítségre van szüksége a Dosett újratöltésénél, kérje nővére, orvosa vagy gyógyszerésze segítségét.

A Dosett hátulján egy **kezelési naptár** található, amelyre feljegyezheti a gyógyszerek legfontosabb tudnivalóit.

Gyerekzár (ha a csomag tartalmát képezi)

A biztonsági zár megakadályozza, hogy a gyermekek hozzáférjenek a gyógyszerekhez.

A zár használata előtt húzza ki az összes rekeszt, a szélső fület is beleszámítva. Az oldalsó biztonsági egységet óvatosan helyezze a megfelelő pozícióba, majd tartsa ott, amíg az összes rekeszt vissza nem zárja.

A rekeszek csak a biztonsági fül megnyomásával válnak ismét szabaddá.

A gyerekzár egyszerűen eltávolítható, ha nincs rá szüksége.

Fontos!

A zár nem jelent teljes védelmet. Mindig tartsa a Dosett-et biztos helyen, pl. gyerekektől vagy nem jogosultaktól távol.

A gyógyszerek szedése

Húzza ki a rekeszt, amelyből a gyógyszert ki szeretné venni. Fordítsa fejre a Dosett-et, hogy hozzájusson tablettáihoz. (Ha egy előző fedetlen tárolóegység még tartalmaz gyógyszereket, fedje le az ujjával, hogy a tartalma ne essen ki.) Győződjön meg róla, hogy az adott adagoló üres, mielőtt visszazárja a rekeszt.

Ha nincs meggyőződve gyógyszerei helyes tárolásáról, javasolt, hogy forduljon kezelőorvosához, gyógyszerészéhez vagy olyan valakihez, aki tisztában van kezelése igényeivel. Ez különösen fontos akkor, ha több különböző gyógyszert szed egyszerre.

Tartalék alkatrészek

Pótalkatrészek nem állnak rendelkezésre.

A Dosett tisztítása

Távolítsa el a rekeszeket, a gyógyszertartó tálcákat és a kezelési naptárat. A tartozékokat szappanos, langyos vízben mossa el, majd hagyja őket száradni.

Figyelem! Ez a termék mosogatógépben nem tisztítható.