

Folyadékszintjelző DK98

Fontos: Használat előtt tesztelje!

Használat előtt távolítsa el az elemet védő műanyag fület, ami kinyúlik a szintjelző elemtartójából. Az elemtartó félkör alakú, tapintható éllel a szélein. Miután eltávolította a műanyag fület, úgy ellenőrizheti a készüléket, hogy benedvesíti az egyik ujját és hozzáérinti mindhárom fém foghoz. Gyors sípolások sora és folyamatos rezgés jelzi, hogy a készülék használatra alkalmas.

Harmadik tesztlehetőségként rakja a szintjelzőt egy pohár hideg víz fölé úgy, hogy mindhárom fémfog a vízben van. Kérem, bizonyosodjon meg róla, hogy a szintjelzőnek mindkét üzemmódja működik, mielőtt forró vízben használja.

Általános leírás

A szintjelző otthoni használatra készült, hogy megkönnyítse a vakok és gyengén látók mindennapi teendőit azzal, hogy jelzi, amikor elegendő folyadék van a csészében, pohárban vagy más tartóedényben. Csak emberi fogyasztásra alkalmas folyadékmennyiségek mérésére alkalmazható, semmilyen körülmények között sem szabad maró folyadékot mérni vele.

A szintjelző két folyadékszintet mutat ki. Ha például teát készítünk, az első szintnél lassú, szaggatott sípolások és rezgések sorozata figyelmeztet, hogy a csésze már majdnem megtelt.

Amint eléri a szintjelző a második szintet a sípolások felgyorsulnak, a rezgés pedig állandóvá válik. Amint meghallja a gyors sípolásokat és érzi az állandó rezgést, azonnal hagyja abba a töltést. Az egység nem rugalmas ezért javasoljuk, hogy a műanyag alkatrészt, ami tartja a fém fogakat, ne távolítsa el vagy takarja le.

A szintjelző rendelkezik mind egy hallható mind egy rezgő kimenetellel. A készülék lítium elemmel működik (CR2032-es típus).

Tájékoztató

A termék elején tapintható jelek találhatóak, a vége felé félkör alakú, ahol egy keskeny rés, valamint a külső peremen egy apró tapintható gerinc érezhető. Az elem helye a rés alatt található. A szintjelző külső peremén érezhető egy kicsi műanyag kiálló fül, amit el kell távolítani ahhoz, hogy az elemeket működésbe hozzuk. Az eltávolított fület már nem lehet visszahelyezni! A készülék elejének a tetején két kicsi kör mágnes található.

A szintjelző hátulján három fém villa helyezkedik el, amelyeket egy műanyag lapocska takar el. A bal és a jobb villák hosszabbak, mint a középen elhelyezkedő, mert a két szélső mér az első „szaggatott” szintig, míg a középső villa mér a második szintig.

A villákon érezhető egy műanyag távtartó, ami megakadályozza, hogy elektromos kapcsolatot létesítsenek egymással. A távköz fel-le mozgatható, ami lehetővé teszi a csésze méretéhez való igazítást.

Használati útmutató

A szintjelző sárga teste nem érhet bele az edénybe, amiben mérni kívánunk, viszont a három villának benne kell érnie. Akassza a szintjelzőt a csésze vagy a pohár szélére és addig öntse a folyadékot, amíg a jelző szaggatott sípoló hangot nem hallat, és nem rezeg. A művelet elvégzése után távolítsa el a szintjelzőt.

Ha például tejet szeretnénk önteni a teába, akkor ismételjük meg az előző műveletet, de miután meghalljuk a szaggatott sípolást és rezgést, ne hagyjuk abba a tej adagolását csak miután a sípolás felgyorsul és a rezgés állandóvá válik, majd távolítsuk el a szintjelzőt. Ha a készülék az eltávolítás után továbbra is sípol és rezeg, finoman rázzuk le, hogy eltávolítsuk az esetleges nedvességet.

Kérjük, ne hagyja a készüléket huzamosabb ideig bekapcsolva, mert az elemek így könnyen lemerülhetnek. Továbbá javasolt, hogy a villák kikapcsolt állapotban ne érintkezzenek más nyirkos, ill. fém tárgyakkal, mert az így létrejött áramkör gyorsan lemeríti az elemeket.

A szintjelző elején található két apró mágnes, hogy a fém tárgyakat hozzá lehessen csatlakoztatni; például hűtőhöz vagy mikrohullámú sütőhöz, hogy könnyedén meg lehessen találni. Ügyeljünk arra, hogy ne rakjuk az evőeszközös fiókba, az evőeszközök bekapcsolhatják a szintjelzőt, és ez az elem gyors lemerüléséhez vezet. Egyes fémtípusok nem magnetikusak, ennek ellenére szintén lemeríthetik az elemeket.

Elemcsere

Amennyiben a szintjelző nem működik, előfordulhat, hogy elemcserére van szüksége. Az elem a szintjelző elejének az aljában helyezkedik el, a félkör alakú rések mögött. Fordítsa a szintjelzőt a villákkal felfelé, majd húzza le a fedelet. Az elem könnyedén kiesik a tenyerébe, miután megfordítja a készüléket. Ügyeljen arra, hogy ne húzza ki jobban a fedelet a szükségesnél.

Miután eltávolította az elemet, helyezze be az új elemet a kör alakú részbe. Az elem kör alakú, az egyik oldala teljesen lapos és sima, míg a másik oldalán érezhető kör alakú él húzódik. Az elemet a sima felével lefelé kell behelyezni. Miután az elemet behelyezte, kattanásig csúsztassa vissza a fedelet. Helyes behelyezés esetén a szintjelző háromszor fog sípolni és rezegni. Amennyiben ez elmarad, távolítsa el ismét a fedelet és cserélje ki az elemet.