

# **Első ismerkedés a SzeTi-vel**

## **Üzembe helyezés, használati tudnivalók**

A szeti tartozékai: hálózati töltő, usb kábel a töltéshez és a számítógépes csatlakozáshoz, rövid használati utasítás papíron. A teljes használati utasítás a honlapunkról elérhető.

A készülék szállításkor kikapcsolt üzemmódban van. Az indítás a töltőre, vagy a számítógép USB csatlakozójára való feldugással történik. Ekkor elhangzik „Az USB csatlakozáshoz nyomja meg az oké gombot” szöveg. Ezzel a készülék üzemre kész. Az időt és a dátumot be kell állítani.

### **Akkumulátor kezelése**

Az akkumulátor töltése a készülékhez mellékelt usb kábel segítségével hálózati töltő, vagy a számítógép usb csatlakozóján keresztül történik. A szeti usb csatlakozója a készülék alsó részén található. A töltés kezdetét, hangüzeneten kívül a felvétel gombnál elhelyezett led felgyulladás is jelzi. A töltés végén a led kialszik.

Az akkumulátor állapotát a bal alsó sarokban található infó gomb egyszeri megnyomásával ellenőrizhetjük.

Az akkumulátor lemerült állapotára a félóránként felhangzó rövid hangjelzés figyelmeztet.

Teljes lemerüléskor elhangzik az akkumulátor lemerült figyelmeztetés és kikapcsol a készülék. Bekapcsolni a töltéssel lehet.

## **Szám gombokra beállított funkciók**

Egyes gomb. Számológép.

Kettes gomb. mp3 lejátszó.

Hármas gomb. Vásárlási emlékeztető.

Négyes gomb. Estimesék.

Ötös gomb. Evangéliumok.

Hatos gomb. Napi okosságok.

Hetes gomb. Dobókocka

Nyolcas gomb. Üres

Kilences gomb. Üres

Nullás gomb. Használati utasítás.

## **Harang gyári beállítása**

Harangozás félóránként, reggel 8 órától, este 8 óráig.

## **Ébresztés gyári beállítása**

Reggel 9 órakor.

# **Billentyűzet**

## **Óra, dátum, időzítő gomb**

A felső sor első gombja. Egyszer megnyomva kimondja az időt. Idő kimondás közben, megnyomva kimondja a dátumot. Hosszan nyomva időzítőt indíthatunk.

## **Naptár gomb**

A felső sor középső gombja. Egyszer megnyomva lejátssza a naptárbejegyzéseket.

## **Kilépés gomb**

A felső sor utolsó gombja. Egyszer megnyomva kilép az adott alkalmazásból. Menüben egy szinttel visszalép.

## **Vissza nyíl gomb**

A második sor első gombja. Egyszer megnyomva egyet visszalép. Hosszan nyomva gyorsítja a visszalépést. Lejátszáskor gyors visszatekerés.

## **Előre nyíl gomb**

A második sor utolsó gombja. Egyszer megnyomva egyet előre lép. Hosszan nyomva gyorsítja az előre lépést. Lejátszáskor gyors előre tekerés.

## **OKÉ gomb**

A második sor középső gombja. Egyszer megnyomva belépés az adott alkalmazásba, vagy jóváhagyja az adott beállítást. Alapállapotban belép a főmenübe.

## **Lejátszás gomb**

A harmadik sor első gombja. Egyszer megnyomva memók lejátszása. Hosszan nyomva diktafon felvételek lejátszása.

## **Pillanat állj, stop gomb**

A harmadik sor középső gombja. Egyszer megnyomva szünetelteti a felvételt vagy a lejátszást. Még egyszer megnyomva újra indítja a felvételt vagy a lejátszást. Hosszan nyomva leállítja és kilép a felvételből vagy a lejátszásból.

## **Felvétel gomb**

A harmadik sor utolsó gombja. Egyszer megnyomva memó felvétel indítása. Még egyszer megnyomva memó felvétel leállítása. Hosszan nyomva diktafon felvétel indítása. Még egyszer megnyomva diktafon felvétel leállítása.

## **Szám gombok**

A számok 1-9-ig a negyedik, ötödik, hatodik sorban vannak. A 0 a legalsó sor középső gombja.

## **Info, billentyűzár, tizedesvessző gomb**

A legalsó sor első gombja. Egyszer megnyomva tájékoztat az akkumulátor állapotáról. Hosszan nyomva be illetve kikapcsolja a billentyűzárát. Számológép esetén tizedesvessző.

## **Néma üzemmód, CÉE gomb**

A legalsó sor utolsó gombja. Hosszan nyomva a néma illetve a normál üzemmódra válthatunk. Számológép esetén egyszer megnyomva törli az utoljára bevitt számjegyet. Hosszan nyomva törli a teljes műveletet.

## **Hangerőállítás, némítás gomb**

A készülék jobb oldalán található. Felfelé billegtetve nő, lefelé billegtetve csökken a hangerő. Egyszer megnyomva némítás, újra megnyomva némítás kikapcsolása.

# **Óra, dátum**

## **Óra és dátum kimondása**

Az óra gombot egyszer megnyomva kimondja az időt. Az óra gomb a felső sor első gombja. Idő kimondás közben, megnyomva kimondja a dátumot.

## **Az óra beállítása.**

Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. A nyilak a második sorban találhatóak. Az oké gombbal belépünk a beállítások menüpontba. Itt mindjárt az első menüpont az óra beállítás. Az oké gomb ismételt megnyomásával elindul az óra beállítás folyamata. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk a beállítani kívánt órát, utána a percet.

## **Dátum beállítás**

Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. A nyilak a második sorban találhatóak. Az oké gombbal belépünk a beállítások menüpontba. Az előre és a vissza nyilakkal megkeressük a dátum beállítás menüpontot. Az oké gomb megnyomásával elindul a dátum beállítás folyamata. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk beállítani kívánt évet, a hónapot végül a napot.

## **Időzítő**

Az óra gombot hosszan nyomva időzítőt indíthatunk. Az óra gomb a felső sor első gombja. Először kiválasztjuk az időzítés időtartamát. Az időzítés kiválasztása egy perctől 10 percig percenként, 10 perctől 60 percig 5 perces lépésekben választható. Az időzítés az oké gombbal indítható. A beállított idő leteltét óracsörgés jelzi. Az időzítőt a főmenü kellékek menüjéből is elindíthatjuk.

## **Harang beállítása**

Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. A nyilak a második sorban találhatóak. Az oké gombbal belépünk a beállítások menüpontba. Az előre és a vissza nyilakkal megkeressük a harang beállítás menüpontot. Az oké gomb megnyomásával elindul a harang beállítás folyamata. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk a harangozás kezdetét, a végét, végül a gyakoriságát.

## **Ébresztés beállítása**

Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a beállítások menüpontot. A nyilak a második sorban találhatóak. Az oké gombbal belépünk a beállítások menüpontba. Az előre és a vissza nyilakkal megkeressük az ébresztés beállítás menüpontot. Az oké gomb megnyomásával elindul az ébresztés beállítás folyamata. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal jóváhagyjuk az ébresztés időpontját, és kiválasztjuk az ébresztés dallamát.

## **Ébresztés, harang, és a napi okosságok ki és bekapcsolása**

Ezeket a funkciókat az üzemmód menüpontban lehet ki és bekapcsolni. Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső gombja. Itt mindjárt az első menüpont az üzemmód, amibe az ok gomb ismételt megnyomásával lépünk be. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük a módosítani kívánt üzemmódot. A nyilak a második sorban találhatóak. A beállítás módosítása az oké gombbal történik. Ha be volt kapcsolva kikapcsolja, ha ki volt kapcsolva bekapcsolja a kiválasztott üzemmódot.

# Memó felvétel és lejátszás

Rövid emlékeztetők rögzítésére szolgál. Például név, cím, telefonszám, egy találkozó időpontja, vagy egy elvégzendő feladat. Ezekből a memókból készíthetünk naptár bejegyzést, vagy listához is rendelhetjük. Memó felvétel indítása és leállítása a felvétel gombbal történik. A felvétel gomb a harmadik sor utolsó gombja. Egy memó felvétel ideje maximum egy perc lehet. Hosszabb felvételek készítéséhez használja a diktafon üzemmódot. Összesen 20 memó felvétel készíthető. A 21. felvétel az első helyére kerül. A memó felvételek lejátszását a lejátszás gombbal indíthatjuk, ami a harmadik sor első gombja. A lejátszást a kilépés gombbal állíthatjuk le. A kilépés gomb a felső sor utolsó gombja. A memó felvételek között az előre és vissza nyilakkal lépkedhetünk. A nyilak a második sorban találhatóak. Felvétel és lejátszás közben is használhatjuk a pillanat állj gombot, ami a harmadik sor középső gombja.

# Diktafon felvétel és lejátszás

Egy percnél hosszabb felvételek rögzítésére szolgál. Például egy megbeszélés, vagy egy előadás. Diktafon felvétel a felvétel gomb hosszú nyomásával indítható. A felvétel gomb a harmadik sor utolsó gombja. A felvétel leállítása a felvétel vagy a kilépés gombbal történik. A diktafon felvételek lejátszását a lejátszás gomb hosszú nyomásával indíthatjuk, ami a harmadik sor első gombja. A lejátszás kezdetén elmondja a felvétel időpontját. A diktafon felvételek között az előre és vissza nyilakkal lépkedhetünk. A nyilak a második sorban találhatóak. Felvétel és lejátszás közben is használhatjuk a pillanat állj gombot, ami a harmadik sor középső gombja.

# Naptárbejegyzések

## Naptárbejegyzések készítése

A naptár bejegyzések az általunk beállított időpontban figyelmeztetnek egy esemény időpontjára, vagy egy feladat elvégzésére. Például egy barátunk születésnapjára, vagy csütörtökönként a kuka kihúzására. Az események lehetnek egyszeri, évente, havonta vagy naponta ismétlődő események. A beállított időpontban elhangzik a felvett üzenet. Az esemény felvételét a felvétel gombbal indítjuk. Például, október 12-én lesz a barátom születésnapja. A felvétel gomb a harmadik sor utolsó gombja. A felvételt az oké gombbal zárjuk le. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az oké gomb hatására a memo szerkesztés menübe lépünk, ahol az első menü pont a naptári bejegyzés készítése. Az oké gombbal elkezdődik a beállítás. Az előre és vissza nyilakkal először beállítjuk az esemény ismétlődését, majd az időpontját évet, hónapot, napot, órát és a percet. A nyilak a második

sorban található. A beállítások jóváhagyása az oké gombbal történik. A beállítási folyamat végét a kilépési dallam jelzi.

## **Naptárbejegyzés készítése memóból**

Naptár bejegyzést régebben felvett memókból is készíthetünk. Ha a kiválasztott memó lejátszása közben megnyomjuk az oké gombot, akkor is a memók szerkesztése menübe jutunk. A folyamat ettől kezdve megegyezik a naptár bejegyzések készítésénél már megismerttel.

## **Naptárbejegyzések lejátszása**

A naptár gomb egyszeri megnyomásával az aktuális időponttól kezdve időrendi sorrendben meghallgathatjuk a naptárbejegyzéseinket. A naptár gomb a legfelső sor középső gombja. A naptárbejegyzések között az előre és vissza nyilakkal lépkedhetünk. A nyilak a második sorban találhatóak.

## **Naptárbejegyzések szerkesztése**

A naptárbejegyzéseinket módosíthatjuk, ha a bejegyzés lejátszása közben megnyomjuk az oké gombot. Ekkor belépünk a naptári bejegyzések szerkesztése menübe. Ahol az első menüpont a bejegyzés módosítása a második a bejegyzés törlése. A menüpontok között az előre és vissza nyilakkal lépkedhetünk, és az oké gombbal választhatunk.

## **Figyelmeztetés naptárbejegyzésre**

A beállított időpontban egy figyelmeztető dallamot hallunk. Ha eközben megnyomjuk a naptárgombot, lejátssza a bejegyzést. A figyelmeztetés két percig szól. Ha a figyelmeztetést halottuk, de nem hallgattuk meg a bejegyzést, a naptárgomb megnyomására lejátssza azt. A figyelmeztetés mindaddig 8 percenként újra megszólal, amíg meg nem hallgatjuk a bejegyzést. A bejegyzés csak akkor törlődik, ha a figyelmeztetés után meghallgatjuk. Ismétlődő bejegyzés esetén csak az aktuális időhöz tartozó figyelmeztetés törlődik.

# **Listák**

## **Listák készítése, lejátszása, teljes tartalom törlése**

Listákban tárolhatjuk a feladatainkat, címeket, órarendünket, menetrendeket, vásárlással kapcsolatos emlékeztetőket, és más számunkra fontos feljegyzéseket. A listák tartalmát mi magunk tölthetjük fel a saját hangunkon. Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük, az oké gombbal belépünk a listák menüpontba. A nyilak a második sorban találhatóak. A nyilakkal kiválasztjuk, az oké gombbal belépünk a kiválasztott listába. Itt meghallgathatjuk a listát, felvehetünk egy új tételt, vagy a lista teljes tartalmát törölhetjük.

## **Egy tétel törlése a listáról**

A törölni kívánt tétel hallgatása közben megnyomva az oké gombot elhangzik a figyelmeztetés, ezt követően az oké gombbal törölhetjük az éppen hallgatott tételt.

## **Tippek a listakészítéshez**

A vásárlási emlékeztetőben minden olyan árucikket soroljuk fel, amit vásárolni szoktunk, hogy ha nem jut eszünkbe valami fontos dolog ezt végighallgatva segítsen. Jellemzően nem törölünk belőle, inkább folyamatosan bővítjük. A bevásárló lista az egyszeri vásárlás segédeszköze, és jellemzően minden alkalomra újat állítunk össze. Azoknál a listáknál ahol később egy tételt szeretnénk törölni, külön-külön mondjuk fel a tételeket, mert az egybefüggően felmondott szövegeket csak egyben lehet törölni. Ilyen lehet a cím vagy az elintézendők listája. A menetrend felmondásánál ügyeljünk a nem rendszeresen közlekedő járatok megkülönböztetésére. Az órarendnél nincs lehetőségünk külön felmondani a páros és a páratlan hetek órarendjét ezért a felmondáskor ezt vegyük figyelembe.

## **Memó felvétel listához rendelése**

Egy régebben felvett memót is hozzárendelhetünk egy listához. Például napközben memóként felvesszünk egy nevet, címet. Majd egy alkalmas időpontban ezt a memót hozzárendeljük a cím listához. A memó lejátszása közben a listához rendelni kívánt bejegyzés elhangzása közben nyomjuk meg az oké gombot, ekkor a memók szerkesztése menübe jutunk. Itt kiválasztjuk a listához rendelés menüpontot, ezen belül a kívánt listát. Az oké gomb megnyomásával megtörténik a listához rendelés és ezzel együtt törlődik a memó felvételek közül. A memót a felvétel készítésekor is hozzárendelhetjük a listához. Ehhez a felvétel végén az oké gombot nyomjuk meg. Ekkor a memo szerkesztése menübe jutunk. Ettől kezdve a folyamat megegyezik az előzőekkel.

## **MP3 lejátszó**

### **Lejátszás**

Alap beállításként a 2-as szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors elérésként valamelyik szám gombon, akkor a főmenüből is indíthatjuk. Az oké gombbal belépünk a főmenübe. Az oké gomb a második sor középső gombja. Az előre és vissza nyilakkal megkeressük az MP3 lejátszót és az oké gombbal elindítjuk a lejátszást. A nyilak a második sorban találhatóak.

### **Zenei felvételek feltöltése**

A zenék feltöltése számítógépről USB kapcsolaton keresztül történik. Az USB kábellel csatlakoztatjuk a SzeTit a számítógéphez, és az oké gombbal

engedélyezzük a kapcsolatot. Az USB kapcsolat ideje alatt a LED villog. A számítógép cserélhető lemezként látja a szetit, amit megnyitva music, record és szeti mappákat találjuk. A music mappába tároljuk a zenei felvételeinket, a record mappába kerülnek a diktafon felvételeink. A szeti mappában a készülék működéséhez szükséges fájlok és mappák találhatóak.

**Figyelem! A szeti mappában lévő fájlok a törlése vagy átnevezése a készülék részleges, vagy teljes működésképtelenségét eredményezi.**

A szeti szinte az összes zenei fájlformátumot felismeri és lejátssza. Viszont van egy szigorú szabály amit be kell tartani. A fájlok nem tartalmazhatnak ékezetes betűket, és nem lehetnek 8 karakternél hosszabbak. Ha befejeztük a zenék feltöltését a szeti kilépés gombjával szakítsuk meg először az usb kapcsolatot, és utána húzzuk ki az usb kábelt.

## **Tudástár**

### **Esti mesék**

Alap beállításként a 4-es szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors elérésként valamelyik szám gombon, akkor a főmenü tudástár menüjéből is indíthatjuk. A mesék kiválasztása az előre és a vissza nyilakkal történik. A kiválasztott mesét az oké gombbal indíthatjuk.

### **Evangéliumok**

Alap beállításként az 5-ös szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors elérésként valamelyik szám gombon, akkor a főmenü tudástár menüjéből is indíthatjuk. Az oké gombbal elindítjuk az aznapi evangélium lejátszását. Ha az evangélium lejátszása közben megnyomjuk az oké gombot, kiválaszthatunk egy tetszőleges napra szóló evangéliumi részletet is.

### **Napi okosságok**

Alap beállításként a 6-os szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors elérésként valamelyik szám gombon, akkor a főmenü tudástár menüjéből is indíthatjuk. Az oké gombbal elindítjuk az aznapi okosságok lejátszását. Ha az aznapi okosságok lejátszása közben megnyomjuk az oké gombot, kiválaszthatunk egy tetszőleges napra szóló okosságokat is.

### **Számtantanítás**

A főmenü tudástár menüjéből indíthatjuk. Az oké gombbal elindítjuk a számtantanítást. A véletlenszerűen elhangzó művelet eredményét a szám gombokkal visszük be, majd az oké gombbal nyugtázzuk. Ha jó eredményt adtunk meg, elhangzik a helyes válasz mondat, és felteszi a következő kérdést. Hibás válasz esetén elmondja a jó eredményt, és felteszi a következő kérdést.



# Kellékek

## Számológép

A számológép az összeadás, kivonás, szorzás, és osztás műveletek elvégzésére alkalmas. A számjegyeket összesen 8 karakterig kezeli. Egész számok esetén ez azt jelenti, hogy a végeredmény nem érheti el a 100 milliót. Ha tizedes számokkal számolunk, akkor sem lehet a karakterek száma több mint nyolc. Nyolc karakter felett bevitt tizedes jegyeket kerekíti. A tizedes számot négy tizedes jegyig lehet bevinni, de természetesen csak akkor, ha a karakterek száma tizedesekkel együtt nem több nyolc karakternél. A négy karaktert meghaladó tizedes jegyeket kerekíti. A számológép alap beállításként az 1-es szám gombbal indítható. A gyors gombok beállítása az első ismerkedés a szetivel menüpontban szerepel. Ha nincs gyors elérésként valamelyik szám gombon, akkor a fűmenü kellékek menüjéből is indíthatjuk. A számok bevitele a szám gombokkal történik. A szám gombok kiosztása megfelel a telefonok szám kiosztásának. A tizedesvessző a legalsó sor első gombja. Az utolsó számjegyet a CE gomb egyszeri megnyomásával, míg a teljes műveletet a CE gomb hosszú nyomásával törölhetjük. A CE gomb a legalsó sor utolsó gombja. A kívánt műveletet az előre és a vissza nyilakkal választhatjuk ki. Az egyenlőségjelnek az oké gomb felel meg.

## Stopper

A fűmenü kellékek menüjéből indíthatjuk. A stoppert az előre nyíllal lehet elindítani és megállítani. Az oké gombbal az aktuális állást mondja be. A stopper gyors elérésként kitehető valamelyik szám gombra. A művelet leírása az első ismerkedés a szeti-vel menüpont alatt található.

## Időzítő

Először kiválasztjuk az időzítés időtartamát. Az időzítés kiválasztása egy perctől 10 percig percenként, 10 perctől 60 percig 5 perces lépésekben választható. Az időzítés az oké gombbal indítható. A beállított idő leteltét óracsörgés jelzi. Az időzítőt az óra gomb hosszú nyomásával is elérhetjük.

## USB csatlakozás

Ha a számítógépes kapcsolat létrehozásakor nem hoztuk létre az usb kapcsolatot, mert csak tölteni akartuk az akkumulátort, akkor a kapcsolat létrehozása ebből a menüpontból indíthatjuk. A további lépések megtalálhatók az MP3 lejátszó főmenüjének, zenei felvételek feltöltése című almenüjében.

# Játékok

## Dobókocka

A dobókocka a gyári beállításban a 7-es gombon van. A gomb minden megnyomásra egy véletlen számot ad, 1-től 6-ig.

## Toni

A játékban sorba kell rendezni a telefon tón üzemmódú hangjait. A program a játék kezdetén véletlenszerűen összekeveri a hangokat, és kiteszi a szám, infó és CéE billentyűkre. A feladat, hogy a játékosnak a hangokat a jó sorrendbe kell kirakni. Ha a sorrend összeállt, a játéknak vége, és bemondja, hogy mennyi időt vett igénybe a sorba rendezés.

A számok, plusz a nullától jobbra és balra elhelyezkedő gombok lenyomásakor lejátsza az aktuálisan azon a pozíción lévő hangot. Ha még nem indítottuk el a játékot, nem játszik le semmit.

A gombok jelentése.

oké: a játék indítása

Lejátszás gomb: a helyes sorrendben játssza le a hangokat.

Felvétel gomb: a mindenkor sorrendben játssza a hangokat.

Kilépésgomb: megszakítja a játékot, kilép a programból, nem ment semmit.

Óra gomb: ha a játék nem fut, bemondja az eddigi leggyorsabb játékidőt. Ha duplán nyomjuk (pl. egy másodpercen belül), akkor az utolsó játék idejét.

Játék alatt a játék startja óta eltelt időt mondja.

Navigáló gombok

Előre nyíl gomb: a kijelölt hangot egyel előre lépteti.

Vissza nyíl gomb: a kijelölt hangot egyel hátra lépteti.

Pillanat állj gomb: a kijelölt hangot egy sorral lejjebb lépteti.

Naptár gomb: a kijelölt hangot egy sorral feljebb lépteti

A játék azzal kezdődik, hogy meghallgatjuk előbb a jó sorrendet, ami a lejátszás gomb, majd a feladatul kapott sorrendet, felvétel gomb. A szám és ifo, CéE gombokkal kiválasztjuk, a mozgatni kívánt hangot, majd a navigáló gombok valamelyikét használva elléptetjük azt. Többször meghallgatás, hangkiválasztás, léptetéssel tudjuk a megfelelő sorrendet kirakni.

Segítség a hangfelismeréshez. A kirakni kívánt sorrend a telefon billentyűk 1-től induló végignyomásakor hallható hangok sorrendje. Ez nem hangmagaságbeli sorrend! Ezek a hangok mindig két különböző frekvenciájú hang keverékei.

Ha a helycsere után a sorrend helyes, a játéknak vége, amit egy öröm hanggal jelez. Időmérés befejeződik, bemondja, hogy javított vagy rontott az előző eredményekhez képest.

# Információk

## Használati utasítás

Alap beállításként a 0-ás szám gombbal indítható. Ha nincs gyors elérésként valamelyik szám gombon, akkor a fűmenü kellékek menüjéből is indíthatjuk.

## A gyártó adatai

Tartalmazza a gyártó nevét, honlapcímét, és telefonos ügyfélszolgálatának elérhetőségét.

## Vásárlási adatok

A vásárlási adatokban van a vásárlás időpontja almenü. Ezt választva a SzeTi bemondja, hogy mikor történ a vásárlás.

## Szeti adatlapja

A SzeTi adatlapja tartalmazza a szoftver, a hardver, és a hanganyag verzió számát, valamint a gyártási sorozat számát.

## Hibaelhárítás

Általános szabály, hogyha bármilyen rendellenesnek tűnő viselkedést tapasztal, nyomja meg a kilépés gombot. akár többször egymás után.

Hibajelenség

Bármely gomb megnyomása hatástalan, nem történik semmi, és nem ad hangjelzést.

Hibaelhárítás

Ha erre nem történik változás, akkor tegye töltőre mert lehet, hogy teljesen lemerült. Ha továbbra sem működik egy tővel a doboz hátulján, a jobb oldalon lévő kis lukon keresztül finoman nyomja meg a reszetet. Erre az eszköz újra indul. A felvett hanganyagok és időzítések megmaradnak. A harang az ébresztés és a gyorsgombok a gyári beállításhoz álnak. Az időt és a dátumot be kell állítani.

Hibajelenség

A számítógépről feltett zenét nem játsza le.

Hibaelhárítás

Ellenőrizze a számítógépen, hogy a fájl neve valóban csak 8 karakter hosszú, és nem tartalmaz ékezetes betűt.

Hibajelenség

Bármely gomb megnyomására csak egy halk hang hallatszik:

Hibaelhárítás

A billentyűzár be van kapcsolva. Nyomja meg hosszan a baloldali legalsó gombot, mire a billentyűzár kikapcsolva szöveget hallja.

Hibajelenség

Bármely gomb megnyomására csak egy halk hang hallatszik:

#### Hibaelhárítás

Az eszköz néma üzemben van. Nyomja meg hosszan a jobboldali legalsó gombot, mire a normál üzemmód szöveget hallja.

#### Hibajelenség

Egy vagy több funkció nem működik, vagy nem hallatszik hozzá a megszokott hanganyag.

#### Hibaelhárítás

Az usb kapcsolat során valószínűleg törölt vagy módosított hang fájlokat.

Ezt a hibát ön nem tudja orvosolni, hívja ügyfélszolgálatunkat a 06 30 237 07 96-os telefonszámon.