

## Beszélő lázmérő DH276

### Általános leírás

Ez a beszélő digitális lázmérő 60 másodpercen belül megmondja Fahrenheitben vagy Celsius fokban az ember hőmérsékletét. Az eredményt egy amerikai női hang mondja ki, valamint az eredmény megjelenik a kicsi LCD kijelzőn is. A biztonságosabb és kényelmesebb mérés érdekében a lázmérő szondája egy rugalmas felsőréteggel van ellátva. A lázmérővel három féleképpen lehet hőmérsékletet mérni: szájban, hónaljban vagy végbélnyíláson keresztül. A készülék ugyan olyan pontosan mér, mint bármelyik nem-beszélő klinikai lázmérő. A termék három perc után automatikus kikapcsol, jelzi, ha merülőben van az elem és eltárolja az utolsó mérés eredményét referencia mintának.

### A készülék eleje

Helyezze a lázmérőt maga elé úgy, hogy a vékony hosszúkás vége balra álljon. A kijelző rugalmas felsőrétegén egy védőfólia található, amit használat előtt el kell távolítani. A lázmérő elejétől a hátuljáig lekerekített, míg a készülék alja háromszög alakú. A készülék közepe és jobb széle között található két kicsi kerek gomb, kb. 2,5 cm-re egymástól. A baloldali gomb a „power” (energia) gomb, ami ki- és bekapcsolja a lázmérőt. Ugyanezzel a gombbal lehet beállítani, hogy a lázmérő Fahrenheitben vagy Celsius fokban tájékoztasson az eredményről. A jobb oldali gomb a „talk” (beszélni) gomb. Nyomja meg a gombot, hogy hallja az eredményt. A két gomb között található az LCD kijelző, ami megmutatja az eredményt.

### A készülék hátulja

Fordítsa hasra a készüléket úgy, hogy a vékony hosszúkás vége a jobb oldalon legyen. A készülék közepétől jobbra helyezkedik el az elemtartó. Az elemtartó végében két apró Philips csavar található, amiket az elemcsere előtt ki kell csavarozni és el kell távolítani. Az elemtartótól balra található a lázmérő hangszórója.

## **Mérések végzése**

Használat előtt – és használatok között – tisztítsa meg a lázmérőt egy izopropilalkohollal vagy vízzel nedvesített kendővel.

1. Nyomja meg a „power” (bal) gombot a lázmérő bekapcsolásához. A készülék két sípszóval jelzi, hogy bekapcsolt. Az LCD kijelző 3 másodpercig jelzi az utolsó mérés eredményét (ez idő alatt nyomja meg a „talk” (jobb) gombot, az eredmény meghallgatásához) vagy az „L” betűt, amennyiben nincs előző mérés a memóriában. Ebben az esetben az LCD kijelző felvillan és a lázmérő a „ready” (kész) szót mondja be, amivel jelzi, hogy a mérés elkezdődhet.
2. Helyezze a lázmérőt a nyelve alá, a hónaljába vagy a végbélnyílásba úgy, hogy a lázmérő és a testfelület között megfelelő legyen az érintkezés. Fontos a megfelelő érintkezés ahhoz, hogy megbízható és pontos eredményeket kapjon. Amennyiben az érintkezés nem megfelelő, a kijelzőn az „Err” szó jelenik meg, amit a készülék be is mond „Error” (hiba).
3. A mérés kb. 60 másodpercet vesz igénybe, továbbá a lázmérő mérés közben 5 másodpercenként sípol. Amennyiben elérte a csúcshőmérsékletet, a kijelző abbahagyja a villogást és a lázmérő 4 alkalommal sípol, majd kétszer bemondja az eredményt. Az eredmény ismételt meghallgatásához, nyomja meg a „Talk” gombot.
4. Nyomja meg a „power” (bal) gombot a lázmérő kikapcsolásához, vagy várja meg, míg a készülék 3 perc után automatikusan kikapcsol.

## **Lázmérés három fajtája**

### **Szájon át – normális átlaghőmérséklet 37.0°C**

Helyezze a lázmérő mérőszondáját a nyelve alá úgy, hogy a szonda a nyelvtővel érintkezzen. Tartsa ott a lázmérőt a szájával – tartsa csukva, míg a készülék mér.

### **Hónaljban történő mérés – normális átlaghőmérséklet 36.7°C**

A lázmérés alternatív módja, főleg gyerekeknél és csecsemőknél alkalmazandó. Bizonyosodjon meg a hónalj szárazságáról. Helyezze a lázmérőt a hónaljba a készülék mérőszondájával felfelé úgy, hogy

érintkezzen a bőrfelülettel. Finoman hajtsa le a karját és tartsa ott a lázmérőt.

## **Végbélnyíláson keresztül – normális átlaghőmérséklet 37.6°C**

Kenje be a lázmérő szondáját vízben oldódó zselével a könnyebb behelyezés végett. Ne használjon petróleumos zselét.

Az illető feküdjön az oldalára, a térdeit finoman hajlítsa be. Óvatosan helyezze be a lázmérő elejét a végbélnyílásba kb. 1 cm mélyen.

Amennyiben akadályba ütközött azonnal hagyja abba.

## **Fahrenheit/Celsius fok megadása**

Nyomja meg és tartsa nyomva a „power” (bal) gombot, miután két sípszót fog hallani (ami jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva) majd még egy további sípszót (ami jelzi, hogy a mód megváltozott). Attól függően, hogy mire állította a lázmérőt a kijelzőn egy C vagy F betű fog megjelenni, a sípszó után pedig a készülék a „ready” (kész) szót fogja bemondani.

Annak érdekében, hogy megállapítsa, milyen módban van a lázmérő próbamérést kell végeznie. Ha Fahrenheitre van állítva, de jobb szeretné, ha Celsius fokban adná meg az eredményt, akkor kapcsolja ki a lázmérőt, majd nyomja meg és tartsa nyomva a „power” (bal) gombot, és az előbb leírtak szerint járjon el.

## **A lázmérő tisztítása**

Használat előtt – és használatok között – tisztítsa meg a lázmérőt egy izopropilalkohollal vagy vízzel nedvesített kendővel. Se vízbe se alkoholba ne merítse a lázmérőt!

Vagy

A lázmérő hangszóró alatti részét mossa meg meleg szappanos vízben minden egyes használat előtt és után, majd alaposan szárítsa meg.

## **Elemcsere**

**Kérem**, vegye figyelembe, hogy szüksége lehet egy látó segítségére.

Ha a hang gyengül vagy torzul, vagy a kijelző halványodik, valószínűleg ki kell cserélni az elemeket. Kérem, kövesse az utasításokat az elem kicseréléséhez:

1. Helyezze a lázmérőt maga el úgy, hogy a készülék hátulja néz ön felé és a szonda vége jobb felé áll. Egy Philips végű csavarhúzó segítségével távolítsa el a két csavart, amik az elemtartó fedelének a két végében helyezkednek el. Ezek után távolítsa el a fedőt. Vegye ki a gumi borítót (ami az elemek fölött található) és vegye ki a fáradt elemeket. Az elemtartóban két kicsi gödröt fog érezni. A két gödör az elemek helye.
2. Helyezze be az új AG13-as elemeket: a bal elemtartóba a (+) polaritású – lapos véggel lefelé, míg a másikat a (-) polaritású – domború véggel lefelé a jobb oldali elemtartóba. Rakja vissza a vékony gumi fedőréteget az elemekre, majd tegye vissza az elemtartó fedelet és csavarja vissza a csavarokat.

## **Részletek**

Energiaellátás: 2× AG13 1,5V alkáli elem

Automatikus kikapcsolás: 3 perc múlva

Pontosság: +/- 0,1°C

Mérési skála: 32,0°C-tól 43,0°C-ig (32,0°C alatt „L” betűt jelez, míg 43,0°C fölött „H” betűt jelez)

## **Figyelmeztetés**

1. Ne szájon át mérje meg gyermekek lázát!
2. Ne használja orálisan a lázmérőt, amennyiben előtte végbélnyíláson keresztül mért lázat!
3. Amennyiben bizonytalan vagy kellemetlenül érzi magát a mérés eredményét illetően, mérje meg újra a lázát. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel orvosát!
4. Ha a készüléket 16 évesnél fiatalabb személy használja, felnőtt felügyelete is szükséges.
5. Gyerekek elől elzárandó.
6. Használat előtt tisztítsa meg a szondát egy 70%-os izopropilalkohollal vagy meleg szappanos vízzel.